

Министерство здравоохранения РФ
Комитет по здравоохранению
Ленинградской области

Государственное учреждение
здравоохранения

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

195009, г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола д. 6,
тел. 542-89-56

**Комплекс КФС-01 «Кардиометр – МТ»
Опыт использования во врачебной практике.**

В декабре 2002 г. по региональной целевой программе «Переоснащение центральных районных больниц» и в соответствии с проведенным Комитетом по здравоохранению Правительства Ленинградской области конкурсом в 19 районных больниц (ЦРБ) области была осуществлена поставка комплексов для исследования функций сердца КФС-01, 002, «Кардиометр – МТ» производства ЗАО «Микард – Лана», г. Санкт – Петербург.

Компьютеры всех комплексов были оснащены программой исследования ЭКГ в покое, обеспечивающей автоматическую синдромальную диагностику ЭКГ, и программой «Телеконсультационный терминал» (ТМ).

ТМ через стандартный модем по обычной телефонной линии связи осуществляет передачу:

- 12 отведений снятой ЭКГ и результатов ее анализа в Ленинградский областной кардиологический диспансер (ЛОКД) для консультации;
- скорректированное консультантом заключение с рекомендациями лечения пациента обратно в ЦРБ.

В ЛОКД информация принимается на компьютер с аналогичной программой, настроенной на режим работы диагностического центра.

В процессе консультации сохраняется голосовая связь врача ЦРБ и консультанта, оба специалиста обсуждают информацию, представленную однотипно и без всяких искажений.

За 6 месяцев эксплуатации было проведено более 127 дистанционных консультаций, из них 36 – по оказанию экстренной помощи пациентам, а 91 – при решении вопроса о переводе больных в ЛОКД.

В настоящее время ни одна госпитализация в ЛОКД больных из области не проводится без предварительной телеконсультации.

ВЫВОДЫ:

За счет внедрения в медицинскую практику ЛПУ области комплексов «Кардиометр – МТ» с телеконсультационным терминалом:

1. Отпала необходимость транспортировки в Санкт – Петербург тяжелобольных с риском для их жизни для проведения консультации.
2. Появилась возможность экстренных консультаций по телефону тяжелобольных специалистами ЛОКД.
3. Снизились затраты на использование санитарного транспорта, особенно для ЛПУ удаленных районов области.
4. В ЛОКД появилась возможность осуществлять мониторинг заболеваний сердечно-сосудистой системы населения области.
5. Улучшилось качество ЭКГ – диагностики на местах за счет использования программы «Исследование ЭКГ в покое» комплекса «Кардиометр – МТ», обладающей, на наш взгляд, наибольшей диагностической эффективностью среди аналогичных программных продуктов на рынке медтехники России.

Главный врач ЛОКД



С. В. НАЗИМОВ